

- USA -
Country



175 SW 7th Street, Miami Florida 33130

LATITUD ONE suite 1912

info@rejubelle.com

www.rejubelle.com

REJU - FRACTIONING CO2

Laser fraccionado CO2





Principio

El sistema de laser fraccional de CO2 utiliza un rayo de láser que es fraccionado – dividido en números de haces microscópicos, generando puntos minúsculos o zonas fraccionarias del tratamiento dentro de la área objetivo seleccionada. Por lo tanto, el calor del laser pasa solamente por el área de aplicación elegida – seleccionada. Esto permite que la piel cure mucho más rápidamente en el área entera que fue tratada con el pixelado fraccional. Un proceso que permite obtener un alisamiento de la piel. Por lo que uno mismo-que vuelve a allanar, al generar una gran cantidad de colágeno propio, obteniendo como consecuencia un rejuvenecimiento de la piel, por lo que la piel parecerá eventual mucho más sana y más joven.

Cabezales para tratamientos íntimos.

Cabeza de laser fraccional para eliminación de arrugas y cicatrices.

Cabeza de corte ardiente,

REJU - FRACTIONING CO2

Laser fraccionado CO2

Aplicaciones

El láser fraccionado de co2 se utiliza para fortalecer la piel, mejorar las líneas finas de los labios, párpados, patas de gallina y frente, reducir el envejecimiento cutáneo de la cara, cuello, escote y manos, mejorar las manchas de la edad y el enrojecimiento y además a corregir cicatrices.